

## Pre-Klenz

Enzymatisches Einweichgel zur Vorbehandlung von Instrumenten



Unser Pre-Klenz dient als Voreinweichgel für chirurgische Instrumente. Das Gel haftet an der Oberfläche und verhindert dadurch ein Eintrocknen von biologischen Rückständen. Der neutrale Reiniger greift dabei das Instrument nicht an, sondern schützt Ihr Instrument insbesondere bei langen Standzeiten.

Enzymatisch  
& pH-neutral

keine Chemieversehrung

nicht korrosiv

für alle chirurgischen  
Instrumente geeignet

nicht giftig

einfache Anwendung



- Instrumente werden bei längeren Standzeiten oder beim Transport feuchtgehalten; Gewichteinsparung gegenüber Nassentsorgung
- Durch das Gel hindurch können Verschmutzungen erkannt werden
- Tenside erleichtern die anschließende Reinigung
- Nicht korrosiv, kann auch mit weichen Metallen eingesetzt werden
- Keine Chemieversehrung, kein separates Spülen vor dem maschinellen Reinigungsprozess nötig

### Anwendung:

Pre-Klenz ist bereits gebrauchsfertig. Das Gel gleichmäßig über die OP-Schale sprühen, um alle verschmutzten Instrumente zu benetzen.

### Hinweis:

Pre-Klenz hat keine desinfizierende oder sterilisierende Funktion, pathogene Keime werden durch Pre-Klenz nicht inaktiviert.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE
150377EC	Voreinweichgel für chir. Instrumente	650 ml	12