

TST-Kontrolldoppoletikett

Time • Steam • Temperature



Unsere Emulationsindikatoren entsprechen der Indikatorklasse 6 gemäß DIN EN ISO 11140. Die Indikatoren prüfen die Prozessparameter Dampf, Zeit und Temperatur. Damit zeigt er präzise an, ob der Dampfsterilisationsprozess entsprechend der Parameter verlaufen ist und ist dabei geräteunabhängig.

Maximale Prozesssicherheit



Eindeutige Ergebnisse



Unabhängig geprüft

- Überprüft das Zusammenspiel aus Dampf, Temperatur und Zeit
- Schlägt der Indikator um ist nachgewiesen, dass die erforderlichen Bedingungen während der Sterilisation erfüllt wurden.
- Ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen dem Patienten, den Instrumenten und dem Prozessnachweis in der Verpackung
- Indikator der Klasse Typ 6, sowie Typ 1

Normen



Artikel-Nr.	Prozess	Art	VE
5017	134°C / 3,5 min	Klebe-Etikett	200 Indikatoren