

Ethylenoxid-Prozessindikatorpunkte

zum Anbringen auf der Außenseite



Die Ethylenoxid-Prozessindikatorpunkte werden an der Außenseite der zu sterilisierenden Verpackung angebracht. Nach Ablauf des Sterilisationsvorgang ändern die Indikatorpunkte Ihre Farbe und liefern damit ein eindeutiges Ergebnis, dass das Paket einen Sterilisationsprozess durchlaufen hat.

mehr Prozesssicherheit



eindeutige Ergebnisse

- Indikator gibt an, ob das Paket einen durchlaufen hat und bietet Ethylenoxid-Sterilisationsprozess dadurch zusätzlich Sicherheit bei Ihren Prozessen
- Der Indikator wird auf der Außenseite angebracht, wodurch eine schnelle Kontrolle des Pakets gewährleistet wird
- Indikator der Klasse Typ 1

Normen



Artikel-Nr.	Prozess	Art	VE
2421AB	EO-Sterilisation	Klebe-Punkte	1000 Indikatoren