

## TST Load Check

für die Dampfsterilisation



Die Chargenkontrolle für die Dampfsterilisation können Sie bei jeder Charge mitsterilisieren, um eine unabhängige Prüfung der Prozesse zu erhalten. Der Indikator gibt Aufschluss über folgende prozessentscheidende Parameter: Zeit, Dampf und Temperatur.



- Hohlkörper-Routinekontrolle – PCD (Process Challenge Device)
- Überprüfung der Luftentfernungsleistung (Dampfdurchdringung) von Dampfsterilisatoren.
- Zeigt bei erfolgreicher Kombination aus Zeit, Dampf einen vollständigen Farbumschlag von gelb auf dunkelblau /violett
- Enthält 0,7mg Farbstoffe und 0,7mg Reagenzien
- ISO 11140-1

### Normen

ISO 11140



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE
3783AB	134 °C / 3,5 min	400 Indikatoren, ein Rezeptakel
3777AB	134 °C / 4,0 min 121 °C / 12,0 min	400 Indikatoren, ein Rezeptakel
3778AB	134 °C / 5,3 min 121 °C / 15,0 min	400 Indikatoren, ein Rezeptakel
3779AB	134 °C / 7,0 min 121 °C / 20,0 min	400 Indikatoren, ein Rezeptakel