

MVI-Dampfindikator



Die MVI-Dampfindikatoren mit patentierten Tintensystem aus bleifreier Tinte sind ungiftig umweltfreundlich, da sie bedenkenfrei zu entsorgen sind. Sie durchlaufen den Dampfsterilisationsprozess im Sterilbarriersystem und geben anschließend Auskunft über den Sterilisationserfolg.

Maximale Prozesssicherheit



Eindeutige Ergebnisse

- Der Multi-Variable Indikator gibt dem Anwender eindeutige Ergebnisse über den Erfolg des Dampfsterilisationsprozess
- Umweltfreundlich und ungiftig, dank bleifreier Tinte
- Zur Anwendung in jeder einzelnen Charge nutzbar
- Eindeutige Ergebnisse dank Farbwechsel, weiß zu schwarz
- Indikator der Klasse Typ 4

Normen



Artikel-Nr.	Prozess	Art	VE
RP2551	Dampfsterilisation	Indikatorstrip	240 Indikatoren