

Dampfsterilisationsindikatoren

Typ 5



Mit den Dampfsterilisationsindikatoren von Typ 5 erhalten Sie ausgezeichnete Prozesssicherheit bei den Parametern Zeit und Temperatur. Die integrierenden Indikatoren decken mehrere Zeit-, Temperaturkombinationen ab.



- Überprüft die Parameter Zeit und Temperatur
- Integrierende Typ 5 Dampfsterilisationsindikatoren
- Bewegliche Linie zeigt Erfolg des Prozesses an
- ISO 11140-1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE
3100AB	Indikator Typ 5, lang	1 Box mit 1000 Indikatoren, 4 Beutel mit 250 Indikatoren
3101AB	Indikator Typ 5, kurz	1 Box mit 1000 Indikatoren, 4 Beutel mit 250 Indikatoren