

# Prionen Reinigungsmittel

alkalischer Reiniger, wirksam gegen Prionen



Das Prionen inaktivierende Reinigungsmittel ist ein konzentriertes, flüssiges, alkalisches Reinigungssystem, das angewendet werden kann um Prionenproteine zu entfernen und zu inaktivieren.



- Für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet
- Alkalischer Reiniger inaktiviert Prionenproteine, die sich auf der Oberfläche vom Medizinprodukt eventuell befinden
- Geeignet für allgemein-chirurgische Instrumente, MIC, Endoskope, Glas und die Ophthalmologie
- Anwendbar auf Oberflächen aus chirurgischen-Edelstahl und Laborglas (nicht geeignet für Messing und Kupfer)

## Normen



Klasse 1 Medizinprodukt

Artikel-Nr.	Volumen	VE
1P12T2EC	5 Liter	1
1P12T4EC	5 Liter	2
1P12T6EC	10 Liter	1
1P12P3EC	56,7 Liter	1
1P1281EC	200 Liter	1