

Endoskop-Entnahmebürsten

passend zum Resi-Test 3369AB



Die Endoskop-Entnahmebürsten sind für die Anwendung mit dem Positiv-negativ-Test, 3369AB (Resi-Test), entwickelt. Je nach Kanaldurchmesser eignet sich eine der drei verschiedenen Größen helfen Ihnen die Bürsten, Abstriche für Restproteinnachweise, durchzuführen.



- Zur Verwendung mit Positiv-negativ Test (Resi-Test) 3369AB validiert
- Drei verschiedene Größen
- Leichte Anwendung
- Einzeln verpackt, keine Kreuzkontamination
- Sofort einsetzbar

Normen



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Durchmesser (mm) | VE |
|-------------|----------------|----------------------|----|
| 3372AB | Entnahmebürste | 1,0 – 1,2 | 25 |
| 3373AB | Entnahmebürste | 1,5 – 2,6 | 25 |
| 3374AB | Entnahmebürste | 2,8 – 5,0 | 25 |