

# Reinigungseffizienz-Indikator

## Schmutzentfernungstest



Unser Reinigungseffizienz-Indikator ist sowohl für die routinemäßige Kontrolle als auch für die Validierung von Reinigungsprozessen in RDG und Ultraschallgeräten geeignet.



- normgerechte PCD- (Prüfkörper) und CEI- (Reinigungswirksamkeitsindikator), visueller Indikator
- Verwendung von Echtblut und Zusatzstoffen
- Zwei Prüfkörper: V3502090 für Standardinstrumente, V3502105 für MIC und weitere Lumeninstrumente
- einfache Handhabung: Indikator und PCD einer vollen Maschine beifügen

### Normen

ISO 15883-5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE
V3502080	Reinigungseffizienz-Indikator	50
V3502082	Reinigungseffizienz-Indikator	10
V3502090	PCD für Standard-Instrumente aus Metall	1
V3502105	PCD für MIC und weitere Lumeninstrumente	1