

# VAPROX HC Sterilisationsmittel

Geeignet für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Prozesse der STERIS V-PRO Sterilisiergeräte



Das VAPROX Sterilisationsmittel ist speziell für die H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Prozesse der V-PRO-Sterilisatoren entwickelt worden. Mit seiner 59% Wasserstoffperoxid-Formel bietet es maximale Wirksamkeit bei schonender Anwendung.



- Sterilisationsmittel für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Prozesse
- Speziell für STERIS V-PRO-Sterilisatoren
- Maximale Wirksamkeit bei schonender Anwendung
- 59% Wasserstoffperoxid-Formel
- 100% biologisch abbaubar

Artikel-Nr.	Kompatibilität & Zyklen	VE
PB007	V-PRO™ 1 Plus Sterilisator: 15 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX Sterilisator: 15 Zyklen pro Behälter V-PRO™ 60 Sterilisator: 20 Zyklen pro Behälter	3 Behälter pro Box
PB028	V-PRO™ 1 Plus Sterilisator: 4 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX Sterilisator: 4 Zyklen pro Behälter V-PRO™ 60 Sterilisator: 5 Zyklen pro Behälter	4 Behälter pro Box
PB011	V-PRO™ 1 Plus Sterilisator: 15 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX Sterilisator: 15 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX 2 Sterilisator: 15 Zyklen pro Behälter 30 Schnell-ohne-Lumen Zyklen pro Behälter V-PRO™ 60 Sterilisator: 20 Zyklen pro Behälter	3 Behälter pro Box
PB012	V-PRO™ 1 Plus Sterilisator: 4 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX Sterilisator: 4 Zyklen pro Behälter V-PRO™ maX 2 Sterilisator: 4 Zyklen pro Behälter 8 Schnell-ohne-Lumen Zyklen pro Behälter V-PRO™ 60 Sterilisator: 5 Zyklen pro Behälter	4 Behälter pro Box